

Modalità per la preparazione e l'invio delle ali

Per ottenere un'ala "leggibile" e quindi utile alla ricerca occorre tagliarla all'ascella (quindi tutta l'ala) e poi distenderla su un supporto rigido (es. un cartone o un compensato) con l'aiuto di spilli o puntine, in modo che resti aperta con un angolo di 130-160 gradi, e quindi lasciarla seccare.

Importante non rovinare la punta delle remiganti più lunghe.

E' ovvio che questa operazione risulta migliore se la si compie con la beccaccia fresca (non surgelata).

Sarebbe auspicabile che per ogni ala si potesse rilevare anche il sesso della beccaccia, controllato per autopsia sull'esemplare intero.

E' comunque disponibile una busta idonea scaricabile dal nostro sito (basta cliccare sul link a fine pagina), nella quale inserire l'ala ben secca (una per busta), e, a fine stagione inviarla, assieme alle altre, a:

Club della Beccaccia
Prof. Silvio Spanò
Via Flora, 4/2
16146 GENOVA

La busta può essere scaricata nella pagina "La Beccaccia" del sito del Club.